

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd19 De Camundongo () Para Citometria De Fluxo - P25918

Número do item: CM0008152

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD19 de camundongo, diretamente conjugado ao para citometria de fluxo (FC). Validado em amostras de camundongo; derivado de imunógeno recombinante de CD19 de camundongo. Ideal para aplicações de pesquisa em células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD19 de camundongo
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene	12478
Imunógeno	Proteína recombinante de CD19 de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25918
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo