

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd204 Para Citometria De Fluxo - P30204

Número do item: CM0005372



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD204 de camundongo (MSR1), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa do receptor scavenger de macrófagos em aterosclerose, imunidade inata e formação de células espumosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD204 mAb
Observações/Apelido	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4481
ID do Gene	20288
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-458 do CD204 de camundongo (NP_001106797.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30204
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo