

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd215/Il-15R α () Para If/Icc, Fc - Q60819

Número do item: CM0009236



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para a subunidade alfa do receptor de interleucina-15 (CD215/IL-15R α) de camundongo. Validado em IF/ICC e FC, permite a detecção e análise da sinalização de IL-15 em amostras de camundongo. SWISS: Q60819, peso proteico 28kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Camundongo CD215/IL-15R α
Observações/Apelido	Il15ra
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3601
ID do Gene	16169
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-205 do CD215/IL-15R α de camundongo (NP_032384.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60819
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo