

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd215/Il-15R α Para If/Icc, Fc - Q60819

Número do item: CM0009560



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD215/IL-15R α conjugado com para IF/ICC e citometria de fluxo. Específico para mouse; o imunógeno corresponde a aa33-205. Peso da proteína 28kDa. Adequado para estudos de sinalização do receptor de IL-15.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD215/IL-15R α mAb
Observações/Apelido	Il15ra
Espécie	Mouse
ID do Gene (Humano)	3601
ID do Gene	16169
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	Q60819
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo