

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd22 () Para Citometria De Fluxo - P35329

Número do item: CM0010842

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com detecta especificamente o CD22 de camundongo (Siglec-2), um coreceptor inibitório de células B, validado para citometria de fluxo em pesquisas imunológicas e de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
Observações/Apelido	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	933
GeneID	12483
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-151 do CD22 de camundongo (NP_033975.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35329
Peso da Proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envio	Saco de gelo