

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd22 () Para If-P, Fc - P35329

Número do item: CM0008851

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD22 de camundongo (Siglec-2). Validado para imunofluorescência e citometria de fluxo em células B, apoiando pesquisas de biologia de células B e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
Observações/Apelido	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	933
ID do Gene (Camundongo)	12483
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-151 do CD22 de camundongo (NP_033975.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35329
Peso da Proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envio	Saco com gelo