

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd22 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P35329

Número do item: CM0011568

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD22 de camundongo (Siglec-2). Validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisas em biologia de células B, imunologia e sinalização. Detecta o CD22 nativo da superfície celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD22 de Camundongo
Observações/Apelido	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	933
GeneID	12483
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-151 do CD22 de camundongo (NP_033975.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35329
Peso da Proteína	89kDa/93kDa/97kDa
Envio	Bolsa de gelo