

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd223/Lag-3 De Camundongo Para Fc - Q61790

Número do item: CM0012353



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-LAG-3 de camundongo conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD223 de camundongo, um receptor de checkpoint imunológico presente nas células T. Adequado para pesquisa em imuno-oncologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Rabbit anti-Mouse CD223/LAG-3 mAb
Observações/alias	Ly66; CD223; LAG-3
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3902
GeneID	16768
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-442 de CD223/LAG-3 de camundongo (NP_032505.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q61790
Peso da proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo