

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd23 De Rato Para Fc - P20693

Número do item: CM0005061

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD23 de rato validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece CD23 de rato, receptor de IgE de baixa afinidade crucial para a regulação de IgE e diferenciação de células B. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD23 de rato
Observações/Apelido	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	2208
GeneID	14128
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-331 do CD23 de rato (NP_038545.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P20693
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo