

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd24 De Rato () Para If/Icc, If-P, Fc - P24807

Número do item: CM0004092

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD24 de rato conjugado a , validado para IF/ICC, IF-P e citometria de fluxo. Adequado para estudos de diferenciação de células imunes de rato, desenvolvimento de timócitos e ativação de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) de Coelho Anti-CD24 de Rato
Observações/Apêndice	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	100133941
ID do Gene	12484
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de rato (NP_033976.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P24807
Peso Molecular da Proteína	8kDa
Transporte	Em saco de gelo