

Anticorpo Policlonal Anti-Cd24 De Camundongo Para Wb, Fc, Elisa - P24807

Número do item: CM0023025

introdução

O pAb de CD24 de camundongo (coelho) é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a proteína recombinante CD24 de camundongo. Validado para WB, FC, ELISA em amostras de camundongo. Adequado para pesquisas sobre CD24 em imunologia, diferenciação celular e estudos de autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de CD24 de camundongo (coelho)
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	12484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-53 do CD24 de camundongo (NP_033976.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24807
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco com gelo