

Anticorpo Monoclonal Anti-Rato Cd25, Conjugado , Para Citometria De Fluxo - P01590

Número do item: CM0004537

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD25 de rato, adequado para análise por citometria de fluxo de células T reguladoras. Suporta estudos de tolerância imunológica e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato CD25
Observações/Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-236 do CD25 de rato (NP_032393.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01590
Peso da Proteína	30KDa
Transporte	Bolsa de gelo