

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd252 (Ox40 Ligand) Para If/Icc, Fc - P43488

Número do item: CM0005720

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o CD252 de camundongo (OX40 Ligand) para IF/ICC e citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de coestimulação de células T. Detecta uma proteína de 22kDa. UniProt P43488.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD252 (OX40 Ligand) mAb
Observações/Apelido	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7292
GeneID	22164
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-198 do CD252 de camundongo (OX40 Ligand) (NP_033478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P43488
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo