


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd270/Hvem De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q80Wm9

Número do item: CM0011009



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD270/HVEM de camundongo conjugado a , validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de regulação imune, sinalização de células T e defesa do hospedeiro. SWISS: Q80WM9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD270/HVEM de camundongo conjugado a
Observações/Apelidos	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8764
GeneID	230979
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-207 de CD270/HVEM de camundongo (NP_849262.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q80WM9
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo