

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd272/Btla () Para Citometria De Fluxo - Q7Tsa3

Número do item: CM0010875



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD272/BTLA de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em imunologia e oncologia, detecta BTLA em linfócitos e outras células imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Camundongo CD272/BTLA
Observações/Apêndice	A630002H24
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	151888
ID do Gene	208154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-176 do CD272/BTLA de camundongo (NP_001032808.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7TSA3
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Saco de gelo