


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd274 (Pd-L1) De Camundongo Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - Q9Ep73

Número do item: CM0008156



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD274 (PD-L1, B7-H1) de camundongo. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Tem como alvo o ponto de controle imunológico PD-L1 para pesquisa em câncer e doenças autoimunes. Reativo em camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD274 Rabbit mAb
Observações/Apelido	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9EP73
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo