


Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd274/Pd-L1 () Para Citometria De Fluxo - Q9Ep73

Número do item: CM0010283



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD274/PD-L1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Detecta a proteína de ponto de verificação imunológico PD-L1, crucial para estudar a regulação de células T e os mecanismos de evasão imune tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Camundongo CD274/PD-L1
Observações/Apelido	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-235 do CD274/PD-L1 de camundongo (NP_068693.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9EP73
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo