

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd28 () Para Citometria De Fluxo - P31041

Número do item: CM0012064



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Camundongo CD28 conjugado com , validado para citometria de fluxo. Direciona o receptor coestimulatório de células T CD28 (Swiss-Prot P31041) para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Camundongo CD28
Observações/Apelido	Cd28
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	940
ID do Gene (Camundongo)	12487
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-149 do CD28 de camundongo (NP_031668.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31041
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo