

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd3 Para Fc - P04235 / P22646

Número do item: CM0010092

introdução

Anticorpo monoclonal Rato anti-Mouse CD3 validado para citometria de fluxo, reconhecendo ambas as cadeias delta e epsilon do CD3 (P04235/P22646). Ideal para imunofenotipagem de células T e pesquisa de imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rato anti-Mouse CD3 mAb
Observações/Apelido	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espécie	Mouse
ID do Gene (Humano)	916/915
ID do Gene	12500/12501
Imunogénio	Um peptídeo sintetizado derivado de CD3 de mouse
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P04235/P22646
Peso da Proteína	19kDa/21kDa
Envio	Saco de gelo