

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd3 Para Citometria De Fluxo - P04235 / P22646

Número do item: CM0010174

introdução

Anticorpo monoclonal rato anti-mouse CD3 validado para citometria de fluxo. Reconhece as cadeias CD3δ (19 kDa) e CD3ε (21 kDa) do complexo TCR-CD3. Ideal para pesquisa de células T em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rato anti-Mouse CD3 mAb
Observações/Apelido	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espécie	Camundongo
GeneID	12500/12501
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintetizado derivado de CD3 de camundongo.
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04235/P22646
Peso da Proteína	19 kDa/21 kDa
Envio	Saco com gelo