


Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd317/Bst2 Para Citometria De Fluxo - Q8R2Q8

Número do item: CM0008782



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-camundongo CD317/BST2 conjugado com , projetado para aplicações em citometria de fluxo. Específico para CD317 de camundongo (antígeno 2 do estroma da medula óssea), um fator de restrição antiviral chave expresso em células produtoras de interferon do tipo I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD317/BST2
Observações/Apelido	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	684
ID do Gene	69550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-152 do CD317/BST2 de camundongo (NP_932763.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R2Q8
Peso Proteico	19kDa
Envio	Em saco de gelo