


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd317/Bst2 De Camundongo Para Wb E Elisa - Q8R2Q8

Número do item: CM0005009



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD317/BST2 (antígeno 2 do estroma da medula óssea) de camundongo para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de antiviral e imunidade inata em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD317/BST2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	684
GeneID	69550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-152 do CD317/BST2 de camundongo (NP_932763.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R2Q8
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de Gelo