

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd32 De Rato Para Ihq-P, Cf, Elisa - P08101

Número do item: CM0012222

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD32 de rato de alta especificidade validado para IHQ-P, CF, ELISA. Adequado para estudar as funções do receptor Fc gama IIB na biologia de imunocomplexos e modulação de linfócitos B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD32 de Coelho
Observações/Apelidos	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Espécie	Rato
GeneID (humano)	2213
GeneID	14130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-207 da CD32 de rato (NP_034317.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P08101
Peso da Proteína	31kDa/33kDa/36kDa
Transporte	Bolsa de gelo