

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd34 Para Citometria De Fluxo - Q64314

Número do item: CM0010426

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD34 de camundongo, uma proteína de membrana de 41 kDa. Validado para citometria de fluxo (FC), detecta células progenitoras hematopoiéticas. Ideal para pesquisa em hematopoiese e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Camundongo CD34 mAb
Observações/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	947
GeneID	12490
Imunógeno	Proteína Recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo