

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd34 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q64314

Número do item: CM0010236

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD34 de camundongo e validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de células-tronco hematopoiéticas. Apresenta reação cruzada com camundongo. PM: 41 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD34 de camundongo
Observações/Apelido	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	947
GeneID	12490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-287 de CD34 de camundongo (NP_598415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q64314
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo