


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd38 De Rato Para Fc - P56528

Número do item: CM0012440



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD38 de rato, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a proteína ADP-ribosil ciclase/ADP-ribose cíclica hidrolase 1, uma glicoproteína transmembranar envolvida na sinalização de cálcio e na ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal anti-CD38 de rato (coelho)
Observações/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	952
GeneID	12494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-304 do CD38 de rato (NP_031672.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P56528
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo