

Anticorpo Monoclonal Anti-Rato Cd4 (Apc/Cianina7) Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0009361

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD4 de rato, conjugado a APC/Cianina7, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de desenvolvimento de células T auxiliares, resposta imune e funções do coreceptor MHC de classe II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC/Cianina7 mAb Anti-CD4 de Rato de Coelho
Observações/Alias	L3T4; Ly-4
Espécie	Rato
GeneID (humano)	920
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo