

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd4 Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0004845

introdução

Anticorpo monoclonal Rabbit anti-Mouse CD4 de alto desempenho validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a glicoproteína CD4 essencial para a função das células T auxiliares e pesquisa de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Mouse
ID do Gene (Humano)	920
ID do Gene	12504
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de rato (NP_038516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo