

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd4 De Rato Para Citometria De Fluxo - P06332

Número do item: CM0010661

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD4 de rato, validado para citometria de fluxo. Reconhece o CD4 de rato (L3T4, Ly-4), um marcador de células T helper essencial para a função de coreceptor de MHC de classe II. Adequado para perfilagem de células imunológicas em amostras de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-mAb CD4 de Rato de Coelho
Observações/Alias	L3T4; Ly-4
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	920
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de rato (NP_038516.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo