

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd4 De Camundongo (Pe/Cyanine5) Para Fc - P06332

Número do item: CM0009903

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD4 de camundongo conjugado com PE/Cyanine5 para citometria de fluxo (FC). Reconhece o CD4 de camundongo (L3T4, Ly-4), um correceptor de células T para o MHC de classe II. Validado para amostras de camundongo, com peso proteico de 51 kDa. Adequado para estudos de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD4 de camundongo PE/Cyanine5
Observações/Apelido	L3T4; Ly-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	920
GeneID	12504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-394 do CD4 de camundongo (NP_038516.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06332
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo