


Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd44 Para If/Icc E Fc - P15379

Número do item: CM0005817



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD44 conjugado com , validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Detecta o CD44 de camundongo, um receptor de hialuronato e molécula de adesão envolvida no tráfego de células imunes. Nenhuma reatividade cruzada com outras espécies relatada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
Observações/Apelido	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-176 do CD44 de camundongo (NP_033981.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15379
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo