

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd45 () Para Citometria De Fluxo - P06800

Número do item: CM0011631

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD45 (clonagem) validado para citometria de fluxo (FC). Detecta o antígeno comum de leucócitos (L-CA, B220) em amostras de camundongo. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5788
ID do Gene	19264
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 do CD45 de camundongo (NP_001104786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa / 140kDa / 144kDa
Envio	Saco de gelo