

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd45 () Para If/Icc, Fc - P06800

Número do item: CM0005977

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD45 de camundongo, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Reconhece o antígeno comum de leucócitos (L-CA) para pesquisa em células imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-566 da CD45 de camundongo (NP_001104786.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800
Peso Molecular	130KDa/140KDa/144KDa
Envio	Bolsa de gelo