

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd45R/B220 (Biotina) Para Citometria De Fluxo - P06800 / P08575

Número do item: CM0010933

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com biotina contra CD45R/B220 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Específico para camundongo, recomendado para imunofenotipagem e pesquisa de sinalização de células T. Peso molecular ~130-144 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Rato anti-Camundongo CD45R/B220 (Biotina)
Observações/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264/5788
Imunógeno	Proteína recombinante de CD45R/B220 de camundongo
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P06800/P08575
Peso da Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envio	Bolsa de gelo