

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd5 De Rato (Apc) Para Citometria De Fluxo - P13379

Número do item: CM0011488

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD5 (Ly-1/Lyt-1) de rato para citometria de fluxo. Adequado para análise de células T e células B1a, sinalização de TCR/BCR e pesquisa de tolerância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-CD5 mAb de rato (coelho, APC)
Observações/Apelidos	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Espécie Alvo	Rato
GeneID (Humano)	921
GeneID (Rato)	12507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 de rato (NP_031676.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P13379
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo