

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd50/Icam-3 (Icam-5, Telencefalina) () Para Fc - Q60625

Número do item: CM0010435

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD50/ICAM-3 (ICAM-5, telencefalina) de camundongo para citometria de fluxo. Alvo na molécula de adesão neuronal expressa no cérebro; adequado para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD50/ICAM-3 de Camundongo em Coelho
Observações/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7087
GeneID (Camundongo)	15898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-227 da CD50/ICAM-3 de camundongo (NP_032345.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60625
Peso Proteico	97kDa
Transporte	Bolsa de gelo