

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd59A De Camundongo () Para Citometria De Fluxo - O55186

Número do item: CM0009487

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD59a de camundongo, conjugado com . Validado para citometria de fluxo. CD59a inibe a formação do complexo de ataque à membrana do complemento, protegendo as células contra a lise. Reage de forma cruzada com camundongo. Peso da proteína ~14 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD59a de Camundongo mAb
Observações/Aluás	Cd59; MACIF; MAC-IP
Espécie	Camundongo
ID do Gene	12509 (camundongo)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-96 de CD59a de camundongo (NP_031678.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O55186
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo