

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd69 De Camundongo () Para Citometria De Fluxo - P37217

Número do item: CM0010719

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD69 de camundongo, um antígeno de ativação precoce presente em células T, células B e células NK. Validado para citometria de fluxo (FC), ideal para pesquisas em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD69 de Camundongo
Observações/Apelidos	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-199 do CD69 de camundongo (NP_001028294.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P37217
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Gelo reutilizável