

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd79B () Para Citometria De Fluxo - P15530

Número do item: CM0010858



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD79b (Ig-beta) de camundongo para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de células B, estudos de sinalização por BCR e imunofenotipagem. Específico para o domínio extracelular do CD79b de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD79b
Observações/Apelido	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	974
GeneID	15985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 do CD79b de camundongo (NP_032365.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15530
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo