

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd79B De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P15530

Número do item: CM0008537



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD79b de camundongo conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo a cadeia beta do complexo do receptor de células B (Ig-beta, B29), validado em modelos murinos. Ideal para pesquisa em IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-CD79b de Camundongo
Observações/Alias	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	974
GeneID	15985
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 do CD79b de camundongo (NP_032365.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15530
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo