

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd80 () Para Fc - Q00609

Número do item: CM0008093



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD80 de camundongo conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo a molécula coestimulatória B7-1 envolvida na ativação de células T e regulação imunológica. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	anti-Mouse CD80 mAb
Observações/Apelido	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	941
ID do Gene	12519
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-245 do CD80 de camundongo.
Origem	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00609
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo