

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd82 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P40237

Número do item: CM0004353

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD82 de camundongo conjugado com , validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD82 (Kai1, C33) de camundongo com alta especificidade; adequado para pesquisa em câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD82 de Camundongo de Coelho
Observações/Alias	C33, IA4, Kai1, Tspan27
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3732
GeneID	12521
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-266 do CD82 de camundongo (NP_001258390.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P40237
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo