

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd84 () Para Citometria De Fluxo - Q18Pi6

Número do item: CM0005432

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD84 de camundongo (SLAMF5, CDw84). Desenhado para aplicações de citometria de fluxo. Reconhece o CD84 de camundongo com um peso molecular previsto de ~37 kDa. SWISS: Q18PI6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD84 mAb
Observações/Alias	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8832
GeneID (Camundongo)	12523
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 22-221 do CD84 de camundongo (NP_038517.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q18PI6
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo