


Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd8A (Apc) Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0004917



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD8a de camundongo, conjugado diretamente com APC. Otimizado para citometria de fluxo (FC) no estudo da função do coreceptor de células T, atividade de CTL e pesquisa de pontos de controle imunológico. Adequado para modelos de imunologia em camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de coelho anti-Camundongo CD8a
Observações/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 da CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo