


Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd8A Para Fc - P01731

Número do item: CM0004776



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD8a (Lyt-2) de camundongo para citometria de fluxo. Adequado para detectar células T citotóxicas e células NK em amostras de camundongo em pesquisas de imunologia e imunooncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Camundongo CD8a
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 do CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso Proteico	27KDa
Transporte	Saco de Gelo