

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd8A De Rato Para Fc - P01731

Número do item: CM0005302



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD8a de rato, de coelho, para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular (aa 28-196) da CD8a de rato. Adequado para perfis de células imunes e pesquisa de linfócitos T. Peso molecular calculado de 27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD8a de rato de coelho
Observações/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 da CD8a de rato (NP_001074579.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo