


## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd8A De Camundongo () Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0008199



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD8a de camundongo, conjugado com . Específico para camundongo. Uso em citometria de fluxo (FC). CD8a é um correceptor de células T que interage com o MHC de classe I; essencial para a resposta imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de coelho anti-CD8a de camundongo                                                                                                                     |
| Observações/Apelido | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                                                                                                                                  |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 925                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 12525                                                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 de CD8a de camundongo (NP_001074579.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                    |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                                                |
| SWISS               | P01731                                                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 27KDa                                                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                             |