

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd94 () Para Citometria De Fluxo - O54707

Número do item: CM0005109

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD94 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ferramenta essencial para estudar a função do receptor de células NK, a autotolerância imunológica e as interações no microambiente tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD94 mAb
Observações/Apelido	CD94
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3824
GeneID	16643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-179 do CD94 de camundongo (NP_034784.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O54707
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo