


## Anticorpo Monoclonal Anti-Cd95/Fas De Rato Para Fc - P25446

Número do item: CM0006057



### introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD95/FAS de rato conjugado com otimizado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo da apoptose mediada pelo receptor FAS e da homeostase de células imunes em modelos murinos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                     |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb anti-CD95/FAS de Rato (coelho)        |
| Observações/Alias   | lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6     |
| Espécie             | Rato                                      |
| GeneID (Humano)     | 355                                       |
| GeneID              | 14102                                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante de CD95/FAS de rato |
| Origem              | Coelho                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                    |
| Aplicação           | FC                                        |
| Reatividade Cruzada | Rato                                      |
| SWISS               | P25446                                    |
| Peso Proteico       | 37KDa                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                             |