

Anticorpo Monoclonal Abflo 647 Anti-Cd98 (Slc3A2) De Rato Para Citometria De Fluxo - P10852

Número do item: CM0005288



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado com ABflo 647 direcionado à cadeia pesada de CD98 (SLC3A2) de rato. Validado para citometria de fluxo, permitindo a coloração da superfície celular e estudos de transportadores de aminoácidos. Reage cruzadamente com amostras de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD98 de Rato de Coelho
Observações/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	6520
GeneID	17254
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 105-526 de CD98 de rato (NP_032603.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P10852
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo